

PINÇA TIPO CHERON



A **pinça tipo Cheron** é constituída por duas hastes que se dispõem em suas porções craniais, de forma paralela, retilíneas, com mínima distância, quando não solicitadas pelo examinador, e que podem chegar ao afastamento máximo de 135°.

Estas hastes entrecruzam-se a cerca de 50 mm da porção distal, sendo articuladas por pino transversal.

Estas hastes apresentam em suas porções proximais forma peculiar e anatômica que permite empunhadura e manipulação segura, suave, sem qualquer trauma para o operador.

Estas hastes se deslocam para baixo da empunhadura, para não atrapalhar a visualização do ato médico.

Acima da porção proximal há cremalheira micro-serrilhada que possibilita a função auto-estática da pinça.

Destaca-se na porção distal, ponta delicada, que pode ser empregada para exame de cavidades estreitas (endocérvice por exemplo, cumprindo nesta circunstância, função de afastador endocervical), de formato atraumático, sem rebarbas, com área interna com aderência que ajuda na preensão adequada; útil na retirada de pólipos ou mesmo de fios de dispositivos intra-uterinos.

O afastamento das extremidades da porção distal chega a 30 mm, espaço este adequado para uma perfeita instrumentalização vaginal. O instrumento foi motivo de testes de tração e força, a nível industrial e prático, tendo sido construída em polímero resistente de alto-impacto, nas condições usuais de uso.

A pinça tipo cheron pode ser comercializada em embalagens individuais de papel grau cirúrgico e filme de poliéster, esterilizadas pelo gás de óxido de etileno com exclusivo indicador de esterilização (validade de 02 anos para embalagens íntegras) e também na versão "desinfetada com álcool a 70% INPM" em embalagens de Polipropileno Bio-Orientado (BOPP); além de constituir diversos "Kits" personalizados.



0800 7707778

www.plasticway.com.br

**Telefax: (11) 2954-4500
3807-9538**

Endereço:

**Av. José Maria Fernandes, nº 539
São Paulo - SP - CEP: 02185-030**